




# 小动物灌注系统 NHG-01



- ✓ 快速自动校准
- ✓ 多模式可调
- ✓ 高安全保护
- ✓ 兼容性高

## 产品介绍

NHG-01是一款多功能小动物灌注系统,该款设备配备500ml容量瓶温控仓温控区间室温至4℃可控,可针对不同温度需求保存的灌注试剂全流程灌注。同时,可通过5.5寸高清液晶大屏操控灌注泵进行流量区间为0-150ml/min精细灌注。该平台可完成自动手动及多种自定义灌流模式,适用于多场景,多生物灌流。

## 产品特点

- 具备自动手动及多种自定义模式,解放双手满足多场景。
- 具有多重自校准功能,越用越好用。
- 多重安全保护,让灌流无后顾之忧。
- 兼容RS485MODBUS协议,可实现多设备联机等外接配套设备。

序号	名称	数量
1	灌注系统 (NHG-01)	1
2	16#硅胶管	1
3	3.2鲁尔接头 (外螺纹)	3
4	3.2鲁尔接头 (内螺纹)	1
5	静脉输液针	1